


A 105/1

Oberkorb

höhenverstellbar, ohne Injektordüsen, zur Aufnahme von diversem Instrumentarium.

EAN: 4002515941157 / Materialnummer: 10777260 / Alte Materialnummer: 69610501D



- Rechte Seite: 22 Injektorplätze
- Linke Seite zur Aufnahme von Einsätzen
- Aktive Innentrocknung von Hohlkörperinstrumenten, Hand- und Winkelstücken
- Bestückungsmaße H 225 +/- 30, B 360, T 445 mm (auf der linken Seite ist über eine Breite von 215 mm eine Tiefe von 460 mm vorhanden)
- Filterrohr A 800 in beiden Injektorleisten verwendbar

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Möglichkeit zum Einsatz eines Zentralfilter	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von HNO-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Kapazität	
Übertragungsinstrumente [Anzahl]	22
Hohlkörperinstrumente [Anzahl]	22
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	202
Außenmaß, Nettobreite in mm	528
Außenmaß, Nettotiefe in mm	528
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,86
Bruttogewicht in kg	5,56
Beipack	
A 838 Schlüsselset [Anzahl]	1