


LAC/PEDAL/500

Fußschaltleiste

zum Stoppen von Gurten u. Walze via Fußschaltung bei den Mangeln D 500 & M 500.



- Für eine kurzfristige Korrektur bei der Wäscheeingabe
- Für ein sicheres und komfortables Arbeiten an der Mangel
- Geeignet für D 500 und M 500

EAN: 4002515962190 / Materialnummer: 10817990 / Alte Materialnummer: 59535003D

| Produktzugehörigkeit          |      |
|-------------------------------|------|
| Mangeln                       | •    |
| Geräte-/Zubehörszugehörigkeit |      |
| D 500-2000                    | •    |
| D 500-2200                    | •    |
| D 500-2500                    | •    |
| D 500-3000                    | •    |
| D 500-3300                    | •    |
| M 500-1750                    | •    |
| M 500-2000                    | •    |
| M 500-2200                    | •    |
| M 500-2500                    | •    |
| M 500-3000                    | •    |
| M 500-3300                    | •    |
| Produktkategorie              |      |
| Fußschaltleiste               | •    |
| Maße und Gewicht              |      |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm     | 20   |
| Außenmaß, Nettobreite in mm   | 3300 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm    | 150  |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm    | 20   |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm  | 3300 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm   | 150  |
| Nettogewicht [kg]             | 2,00 |
| Bruttogewicht in kg           | 2,00 |