

LAC/DOUBLETEMP

Temperaturwahlschalter

für 2 programmierbare Temperaturen.



- Zum einfachen Umschalten zwischen 2 festgelegten Temperaturen
- Nicht mit PLC-Steuerung verfügbar
- Nicht für Dampfbeheizte Varianten verfügbar

EAN: 4002515962220 / Materialnummer: 10818020 / Alte Materialnummer: 59535006D

| Produktzugehörigkeit | |
|-------------------------------|------|
| Mangeln | • |
| Geräte-/Zubehörszugehörigkeit | |
| D 500-2000 | • |
| D 500-2200 | • |
| D 500-2500 | • |
| D 500-3000 | • |
| D 500-3300 | • |
| D 600-1750 | • |
| D 600-2000 | • |
| D 600-2200 | • |
| D 600-2500 | • |
| D 600-3000 | • |
| D 600-3300 | • |
| D 800-1300 | • |
| D 800-1750 | • |
| D 800-2000 | • |
| D 800-2200 | • |
| D 800-2500 | • |
| D 800-3000 | • |
| D 800-3300 | • |
| M 500-1750 | • |
| M 500-2000 | • |
| M 500-2200 | • |
| M 500-2500 | • |
| M 500-3000 | • |
| M 500-3300 | • |
| Produktkategorie | |
| Sonstiges Zubehör | • |
| Maße und Gewicht | |
| Nettogewicht [kg] | 1,00 |
| Bruttogewicht in kg | 1,00 |