

LAC/DOUBLETEMP

Temperaturwahlschalter
für 2 programmierbare Temperaturen.



- Zum einfachen Umschalten zwischen 2 festgelegten Temperaturen
- Nicht mit PLC-Steuerung verfügbar
- Nicht für Dampfbeheizte Varianten verfügbar

EAN: 4002515962220 / Materialnummer: 10818020 / Alte Materialnummer: 59535006D

Produktzugehörigkeit	
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Maße und Gewicht	
Nettogewicht [kg]	1,00
Bruttogewicht in kg	1,00