


LAC/MURAAL/500

Wäscherückführung

für eine automatische Rückführung der Wäsche zur Eingabeseite.



- Nicht nutzbar mit einem verlängerten Eingabetisch
- Jederzeit umschaltbar zwischen front-/rückseitiger Wäscheausgabe
- Besonders empfehlenswert bei kleinen Textilien
- Bedienung der Mangel mit einer Person möglich
- Geeignet für D 500 bis D 800

EAN: 4002515962282 / Materialnummer: 10818170 / Alte Materialnummer: 59535011D

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Mangeln | • |
| Geräte-/Zubehörszugehörigkeit | |
| D 500-2000 | • |
| D 500-2200 | • |
| D 500-2500 | • |
| D 500-3000 | • |
| D 500-3300 | • |
| D 600-1750 | • |
| D 600-2000 | • |
| D 600-2200 | • |
| D 600-2500 | • |
| D 600-3000 | • |
| D 600-3300 | • |
| D 800-1300 | • |
| D 800-1750 | • |
| D 800-2000 | • |
| D 800-2200 | • |
| D 800-2500 | • |
| D 800-3000 | • |
| D 800-3300 | • |
| Produktkategorie | |
| Wäscherückführung | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 200 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 3300 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 50 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 200 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 3300 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 50 |
| Nettogewicht in kg | 10,00 |
| Bruttogewicht in kg | 10,00 |