


LAC/MURAAL/500

Wäscherückführung

für eine automatische Rückführung der Wäsche zur Eingabeseite.



- Nicht nutzbar mit einem verlängerten Eingabetisch
- Jederzeit umschaltbar zwischen front-/rückseitiger Wäscheausgabe
- Besonders empfehlenswert bei kleinen Textilien
- Bedienung der Mangel mit einer Person möglich
- Geeignet für D 500 bis D 800

EAN: 4002515962282 / Materialnummer: 10818170 / Alte Materialnummer: 59535011D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Mangeln	•
<b>Geräte-/Zubehörszugehörigkeit</b>	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wäscherückführung	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	200
Außenmaß, Nettobreite in mm	3300
Außenmaß, Nettotiefe in mm	50
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	200
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	50
Nettogewicht [kg]	10,00
Bruttogewicht in kg	10,00