

LAC/LPG  
Umbausatz  
zum Betrieb der Mangel mit Flüssiggas (LPG).



- Nur für gasbeheizte Mangeln erhältlich

EAN: 4002515962374 / Materialnummer: 10818270 / Alte Materialnummer: 59535020D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Mangeln	•
<b>Geräte-/Zubehörszugehörigkeit</b>	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiges Zubehör	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Nettogewicht [kg]	1,00
Bruttogewicht in kg	1,00