

TC 900

Aufsatzverkleidung

für 900 mm breite Geräte ohne Dampfkondensator oder Trocknungsaggregat.



- Inklusive abschließbarer Servicetür
- Verblendung bis zur Raumdecke muss bauseitig erstellt werden

EAN: 4002515991756 / Materialnummer: 10880700 / Alte Materialnummer: 69252003D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|-----------|
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| Produktkategorie | |
| Abdeckung | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl |
| Farbe | Edelstahl |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 840 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 845 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 1045 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 990 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 845 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 1200 |
| Nettogewicht in kg | 48,90 |
| Bruttogewicht in kg | 63,90 |