

Steam condenser heat recovery Dampfkondensator



EAN: 4002516024330 / Materialnummer: 10929000 /
Alte Materialnummer: 69251400D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 8615	•
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617	•
PLW 8617 [Safety]	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	770
Außenmaß, Bruttobreite in mm	1200
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	800
Nettogewicht in kg	14,00
Bruttogewicht in kg	135,00