

A 503  
Wagen  
ohne Ebenen, zur Reinigung von Laborgläsern/-utensilien.



- Zur Aufnahme von Modulen und Einsätzen
- Je nach Höhe können bis zu 6 Module eingesetzt werden
- Obere Leiste sowie obere Strebe entfernbar

EAN: 4002516050445 / Materialnummer: 10973900 /  
Alte Materialnummer: 69650301D

#### Produktzugehörigkeit

Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor •

#### Gerätezugehörigkeit

PLW 8615 •

PLW 8616 •

PLW 8617 •

#### Produktkategorie

Wagen mit Modulankopplung •

#### Produkteigenschaften

Material

Edelstahl, Kunststoff

Farbe

Edelstahl, Schwarz

#### Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas •

#### Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm

433

Außenmaß, Nettobreite in mm

790

Außenmaß, Nettotiefe in mm

650

Außenmaß, Bruttohöhe in mm

790

Außenmaß, Bruttobreite in mm

860

Außenmaß, Bruttotiefe in mm

715

Nettogewicht in kg

17,00

Bruttogewicht in kg

20,00