

A 314

Siebschale

zur optimalen Aufbereitung von ophthalmologischen Instrumenten mit Lumen.



- Inkl. 1 Spüleiste zum Anschluss von Ophthalmologieinstrumenten
- Siebschale mit abnehmbarem Deckel
- Besonders geeignet für Wagen A 207

EAN: 4002516321262 / Materialnummer: 10979670 / Alte Materialnummer: 69631400D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Ophthalmologie-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	38
Außenmaß, Nettobreite in mm	223
Außenmaß, Nettotiefe in mm	151
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	75
Außenmaß, Bruttobreite in mm	180
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	245
Nettogewicht in kg	0,72
Bruttogewicht in kg	0,85