


## A 605 Modul

zur optimalen Aufbereitung von Röhrchen, Vials, Reagenzgläsern etc.



- Bestückt mit 98 Injektordüsen
- Max. H 160 mm, max. Ø 20 mm
- Einsetzbar im Wagen A 503

EAN: 4002516063339 / Materialnummer: 10999010 / Alte Materialnummer: 69660500D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Reagenzgläser [Anzahl]	98
Vials [Anzahl]	98
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	158
Außenmaß, Nettobreite in mm	254
Außenmaß, Nettotiefe in mm	604
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	270
Außenmaß, Bruttobreite in mm	525
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	540
Nettogewicht in kg	4,40
Bruttogewicht in kg	6,40