

A 506

Wagen

mit 4 Ebenen zur Reinigung von Laborgläsern und -utensilien.



- Zur Aufnahme von Einsätzen und Siebschalen

EAN: 4002516063223 / Materialnummer: 10999130 / Alte Materialnummer: 69650600D

| | |
|--|-----------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| Produktkategorie | |
| Wagen für Einsätze | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Aufbereitung von Siebschalen | • |
| Aufbereitung von diversen Utensilien | • |
| Kapazität | |
| DIN-Siebschalen [Anzahl] | 12 |
| SPRI-Siebschalen [Anzahl] | 8 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 555 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 650 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 790 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 270 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 525 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 540 |
| Nettogewicht in kg | 4,40 |
| Bruttogewicht in kg | 6,40 |