

E 518

Silikonschlauch

zur Konnektierung von Spülgut, Länge 300 mm.



- Länge 300 mm
- Verpackungseinheit mit 4 Silikonschläuchen

EAN: 4002516087076 / Materialnummer: 11015260 / Alte Materialnummer: 69751800D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategorie	
Sonstiges Zubehör	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Silikon
Farbe	Edelstahl, Transparent
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettotiefe in mm	300
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	180
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Durchmesser in mm	8
Nettogewicht in kg	0,06
Bruttogewicht in kg	0,07