


APWD 060

Korb

zur optimalen Aufnahme von diversen Einsätzen und Siebschalen.



- Bestückungshöhe 230 mm, -breite 370 mm, -tiefe 395 mm

EAN: 4002516066644 / Materialnummer: 11017140 / Alte Materialnummer: 68406000D

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                        |                       |
| Thermodesinfektoren                                | •                     |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin    | •                     |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                         |                       |
| PWD 8531   | •                     |
| PWD 8532   | •                     |
| PWD 8534   | •                     |
| <b>Produktkategorie</b>                            |                       |
| Sonstiger Korb                                     | •                     |
| <b>Produkteigenschaften</b>                        |                       |
| Material   | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe  | Edelstahl, Weiß       |
| <b>Anwendungsbereich</b>                           |                       |
| Aufbereitung von GYN-Instrumentarium               | •                     |
| Aufbereitung von HNO-Instrumentarium               | •                     |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium            | •                     |
| Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium | •                     |
| Aufbereitung von Trays/Tabletts                    | •                     |
| <b>Maße und Gewicht</b>                            |                       |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                          | 85                    |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                        | 395                   |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                         | 469                   |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                         | 262                   |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                       | 408                   |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                        | 512                   |
| Nettogewicht in kg                                 | 1,42                  |
| Bruttogewicht in kg                                | 2,92                  |