


APWD 060

Korb

zur optimalen Aufnahme von diversen Einsätzen und Siebschalen.



- Bestückungshöhe 230 mm, -breite 370 mm, -tiefe 395 mm
- Nahe der Korbankopplung ist über 50 mm nur eine Tiefe von 370 mm vorhanden

EAN: 4002516066644 / Materialnummer: 11017140 / Alte Materialnummer: 68406000D

| | |
|--|-----------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Thermodesinfektoren | • |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| PWD 8534 | • |
| Produktkategorie | |
| Sonstiger Korb | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Weiß |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von GYN-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von HNO-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Dental-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von orthopädischem OP-Instrumentarium | • |
| Aufbereitung von Trays/Tabletts | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 85 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 395 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 469 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 262 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 408 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 512 |
| Nettogewicht in kg | 1,42 |
| Bruttogewicht in kg | 2,92 |