

APWD 063

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von bis zu 8 Tablets/Trays oder Kassetten.

EAN: 4002516066675 / Materialnummer: 11017170 / Alte Materialnummer: 68406300D



- Ausgestattet mit 9 Halterungen, Abstand 40 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz für Trays/Tablets	•
Einsatz/Modul für Dental-Instrumentarium	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Trays/Tablets	•
<b>Kapazität</b>	
Trays/Tablets [Anzahl]	8
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	110
Außenmaß, Nettobreite in mm	103
Außenmaß, Nettotiefe in mm	389
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	185
Außenmaß, Bruttobreite in mm	222
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	556
Nettogewicht in kg	0,30
Bruttogewicht in kg	1,09