


APWD 068

Adapter, Unterteil

zum Einschrauben in die Injektorleiste des Injektorkorbes APWD 061.



- Nur nutzbar mit dem entsprechenden Oberteil APWD 067

EAN: 4002516066736 / Materialnummer: 11017210 / Alte Materialnummer: 68406800D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategorie</b>	
Adapter	•
Aufnahme bzw. Adapter für Übertragungsinstrumente	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Blau
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	3
Außenmaß, Nettobreite in mm	4
Außenmaß, Nettotiefe in mm	6
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,02
Bruttogewicht in kg	0,03