


APWD 071  
Silikonadapter  
zur Aufnahme von Übertragungsinstrumenten Ø 14-17 mm



- Nur nutzbar mit der Aufnahme APWD 067

EAN: 4002516066767 / Materialnummer: 11017240 / Alte Materialnummer: 68407100D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Thermodesinfektoren	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Produktkategorie</b>	
Adapter	•
Aufnahme bzw. Adapter für Übertragungsinstrumente	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Kunststoff
Farbe	Transparent
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	2
Außenmaß, Nettobreite in mm	3
Außenmaß, Nettotiefe in mm	3
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,00
Bruttogewicht in kg	0,01