

A 847 Injektordüse mit Auflage, zur Reinigung von Erlenmeyerkolben.



- Für Erlenmeyerkolben bis 5 L
- Länge Düse: 127 mm
- Ø Düse: 10 mm, Ø der Auflage: 142 mm
- Geeignet für Modul A 313 und A 612

EAN: 4002516071471 / Materialnummer: 11025600 / Alte Materialnummer: 69684700D

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Edelstahl, Kunststoff
Edelstahl, Grau
•
170
249
35
305
300
200
0,12
0,27