

## LAC/SCRAPSURV

### Abstreifüberwachung

zur Erkennung eines Staus bei fehlerhafter Abstreifung der Wäsche.



- Stopp der Walze bei fehlerhafter Wäscheabstreifung
- Verhindert Schäden an Mangeloberbewicklung und Textil
- Geeignet für D 600 und D 800

EAN: 4002516075981 / Materialnummer: 11034930 / Alte Materialnummer: 59535034D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Mangeln	•
<b>Geräte-/Zubehörszugehörigkeit</b>	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiges Zubehör	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Nettogewicht [kg]	1,00
Bruttogewicht in kg	1,00