

LAC/TABLE70/800

Verlängerter Ausgabetisch

für mehr Platz zum Falten und Stapeln der Textilien auf der Ausgabeseite.



- Der Ausgabetisch bietet eine Arbeitstiefe von 700 mm
- Geeignet für D 600 und D 800

EAN: 4002516075998 / Materialnummer: 11034960 / Alte Materialnummer: 59535035D

Produktzugehörigkeit	
Mangeln	•
Geräte-/Zubehörszugehörigkeit	
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktkategorie	
Tisch/Tischzubehör	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	20
Außenmaß, Nettobreite in mm	3300
Außenmaß, Nettotiefe in mm	100
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	20
Außenmaß, Bruttobreite in mm	3300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	100
Nettogewicht [kg]	5,00
Bruttogewicht in kg	5,00