


A 836

Injektordüsen-Set

zur optimalen Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten im Dentalbereich.



- Zur Bestückung des Oberkorbes A 105/1 oder des Moduls A 315
- Verpackungseinheit mit 22 Dental-Injektordüsen A 833

EAN: 4002516204091 / Materialnummer: 11054660 / Alte Materialnummer: 69783600D

Produktzugehörigkeit	
Thermodesinfektoren	•
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Dental-Instrumentarium	•
Aufbereitung von Hohlkörperinstrumenten	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	0
Außenmaß, Nettobreite in mm	0
Außenmaß, Nettotiefe in mm	0
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	120
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	170
Nettogewicht in kg	0,20
Bruttogewicht in kg	0,20