

A 313
Modul
zur Aufbereitung von großvolumigem Laborglas.



- Laborflaschen bis 10 l
- Rundkolben bis 6 l
- Erlenmeyerkolben bis 5 l
- Messkolben bis 5 l
- Individuell mit Düsen und Halterungen bestückbar
- Ausgestattet mit 5 Injektorpositionen für 2 oder 3 Spülgüter

EAN: 4002516087854 / Materialnummer: 11055970 / Alte Materialnummer: 69631300D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Modul für großvolumiges Laborglas	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenzahl	0
Spannung in V	0
Frequenz in Hz	0
Gesamtanschluss in kW	0,00
Absicherung in A	0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	221
Außenmaß, Nettobreite in mm	234
Außenmaß, Nettotiefe in mm	495
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	260
Außenmaß, Bruttobreite in mm	270
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	505
Nettogewicht in kg	2,82
Bruttogewicht in kg	3,29