

A 860
Haltegitter
für Injektormodul A 300/2 und A 300/3.



- Einteilung: 2x4 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 300/2 und A300/3
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516087663 / Materialnummer: 11056800 / Alte Materialnummer: 69686000D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	8
Fächerbreite in mm	114
Fächerlänge in mm	114
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	30
Außenmaß, Nettobreite in mm	250
Außenmaß, Nettotiefe in mm	350
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	35
Außenmaß, Bruttobreite in mm	300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	400
Nettogewicht in kg	0,10
Bruttogewicht in kg	0,18