

A 860
Haltegitter
für Injektormodul A 300/2 und A 300/3



- Einteilung: 2x4 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 300/2 und A300/3
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516087663 / Materialnummer: 11056800 / Alte Materialnummer: 69686000D

| | |
|--|-----------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| Produktkategorie | |
| Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Anzahl Fächer | 8 |
| Fächerbreite in mm | 114 |
| Fächerlänge in mm | 114 |
| Bestandteil des EasyLoad-Systems | • |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0-0 |
| Frequenz in Hz | 0-0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00-0,00 |
| Absicherung in A | 0-0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 30 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 250 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 350 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 35 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 300 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 400 |
| Nettogewicht in kg | 0,10 |
| Bruttogewicht in kg | 0,18 |