

A 861
Haltegitter
für Injektormodul A 301/4 und A 301/5



- Einteilung: 3x6 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 301/4 und A 301/5
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Bestandteil des EasyLoad-Systems

EAN: 4002516087670 / Materialnummer: 11056810 / Alte Materialnummer: 69686100D

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategorie	
Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz
Anzahl Fächer	18
Fächerbreite in mm	74
Fächerlänge in mm	74
Bestandteil des EasyLoad-Systems	•
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Standard Elektroanschluss	
Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	80
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	350
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	100
Außenmaß, Bruttobreite in mm	210
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	495
Nettogewicht in kg	0,10
Bruttogewicht in kg	1,87