


A 862
Haltegitter
für Injektormodul A 302/2 und A 302/3



- Einteilung: 4x8 Felder
- Aufsetzbar auf Injektormodul A 302/2 und A 302/3
- Zur optimalen Positionierung von Laborglas
- Rilsaniert

EAN: 4002516087687 / Materialnummer: 11056820 / Alte Materialnummer: 69686200D

| Produktzugehörigkeit | |
|--|--|
| Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| Produktkategorie | |
| Sonstiger Einsatz/Sonstiges Modul | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff, Draht, rilsaniert |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz |
| Anzahl Fächer | 32 |
| Fächerbreite in mm | 56 |
| Fächerlänge in mm | 52 |
| Bestandteil des EasyLoad-Systems | • |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Standard Elektroanschluss | |
| Phasenanzahl | 0 |
| Spannung in V | 0-0 |
| Frequenz in Hz | 0-0 |
| Gesamtanschluss in kW | 0,00-0,00 |
| Absicherung in A | 0-0 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 30 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 250 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 350 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 35 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 300 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 400 |
| Nettogewicht in kg | 0,10 |
| Bruttogewicht in kg | 0,18 |