

APLW 003

Wagen

zur optimalen Aufnahme von großvolumigem Laborglas bis 20 l.



Image
in progress

- Ausgestattet mit 4 Düsen
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Flaschen mit einem Ø von max. 280 mm
- Zur Aufnahme von bis zu 2 Flaschen mit einem Ø von max. 190 mm

EAN: 4002516115410 / Materialnummer: 11104500 / Alte Materialnummer: 69300300D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Flaschen [Anzahl]	2
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	2
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	400
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	582
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	580
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,08
Bruttogewicht in kg	7,63