

APLW 005

Wagen

zur optimalen Aufnahme von bis zu 56 Pipetten.



- Zur Aufnahme von bis zu 56 Pipetten in diagonaler Anordnung

EAN: 4002516115434 / Materialnummer: 11104520 / Alte Materialnummer: 69300500D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Wagen für Pipetten	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
<b>Kapazität</b>	
Pipetten [Anzahl]	56
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	308
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	582
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	570
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	6,40
Bruttogewicht in kg	9,20