

APLW 007

Wagen

zur optimalen Aufnahme von 2 Pipettenkassetten.



- Für untere Ebene
- Maximale Pipettenlänge: 520 mm

EAN: 4002516115458 / Materialnummer: 11104540 / Alte Materialnummer: 69300700D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Wagen für Pipetten	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Pipetten/Vials	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	580
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	420
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	580
Außenmaß, Bruttobreite in mm	565
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	7,18
Bruttogewicht in kg	9,98