

APLW 015
Oberkorb
mit 16 unbestückten Injektorplätzen.



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN: 4002516115571 / Materialnummer: 11104650 / Alte Materialnummer: 69301500D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Oberkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	16
Flaschen [Anzahl]	16
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	16
Rundkolben [Anzahl]	16
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	160
Außenmaß, Nettobreite in mm	532
Außenmaß, Nettotiefe in mm	560
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	340
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	600
Nettogewicht in kg	4,00
Bruttogewicht in kg	6,60