

APLW 016
Oberkorb
mit 27 unbestückten Injektorplätzen.



- Nur zur Nutzung in oberen Ebenen geeignet

EAN: 4002516115588 / Materialnummer: 11104660 / Alte Materialnummer: 69301600D

| | |
|--|-----------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktkategorie | |
| Injektorkorb | • |
| Oberkorb | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Blau, Edelstahl, Weiß |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Kapazität | |
| Enghalsgläser [Anzahl] | 27 |
| Flaschen [Anzahl] | 27 |
| Erlenmeyerkolben [Anzahl] | 27 |
| Rundkolben [Anzahl] | 27 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 260 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 535 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 570 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 340 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 555 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 615 |
| Nettogewicht in kg | 4,40 |
| Bruttogewicht in kg | 6,62 |