

APLW 020/1

Unterkorb

bestückt mit 121 Injektordüsen APLW 047.



Image
in progress

- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115755 / Materialnummer: 11104730 / Alte Materialnummer: 69302001D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Reagenzgläser [Anzahl]	121
Vials [Anzahl]	121
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	200
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	575
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	562
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	675
Nettogewicht in kg	8,64
Bruttogewicht in kg	11,26
Beipack	
APLW 047 Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 50 mm [Anzahl]	121