

APLW 021

Unterkorb

mit 110 unbestückten Injektorplätzen für Düsen Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115762 / Materialnummer: 11104740 / Alte Materialnummer: 69302100D

| | |
|--|--------------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktkategorie | |
| Injektorkorb | • |
| Unterkorb | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Edelstahl, Schwarz, Weiß |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Kapazität | |
| Reagenzgläser [Anzahl] | 110 |
| Vials [Anzahl] | 110 |
| Enghalsgläser [Anzahl] | 110 |
| Flaschen [Anzahl] | 110 |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 575 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 504 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 450 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 355 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 562 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 615 |
| Nettogewicht in kg | 5,91 |
| Bruttogewicht in kg | 8,35 |