

APLW 024/1

Unterkorb

bestückt mit 42 Injektordüsen APLW 052.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115809 / Materialnummer: 11104780 / Alte Materialnummer: 69302401D

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Schwarz, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Kapazität	
Enghalsgläser [Anzahl]	42
Flaschen [Anzahl]	42
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	42
Rundkolben [Anzahl]	42
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	160
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	575
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	352
Außenmaß, Bruttobreite in mm	562
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,22
Bruttogewicht in kg	8,83
Beipack	
APLW 052 Injektordüse Ø 4 mm, Länge 175 mm [Anzahl]	42