

APLW 024/3

Unterkorb

bestückt mit 30 Injektordüsen APLW 066 und 12 Injektordüsen APLW 067.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115823 / Materialnummer: 11104800 / Alte Materialnummer: 69302403D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Schwarz, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	42
Flaschen [Anzahl]	42
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	42
Rundkolben [Anzahl]	42
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	220
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	575
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	352
Außenmaß, Bruttobreite in mm	562
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	5,22
Bruttogewicht in kg	13,87
<b>Beipack</b>	
APLW 066 Injektordüse Ø 6 mm, Länge 175 mm [Anzahl]	30
APLW 067 Injektordüse Ø 6 mm, Länge 225 mm [Anzahl]	12