

APLW 028

Unterkorb

mit 27 unbestückten Injektorplätzen für Düsen.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115885 / Materialnummer: 11104860 / Alte Materialnummer: 69302800D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Edelstahl, Schwarz, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Enghalsgläser [Anzahl]	27
Flaschen [Anzahl]	27
Erlenmeyerkolben [Anzahl]	27
Rundkolben [Anzahl]	27
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	458
Außenmaß, Nettobreite in mm	420
Außenmaß, Nettotiefe in mm	35
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	340
Außenmaß, Bruttobreite in mm	555
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	615
Nettogewicht in kg	4,98
Bruttogewicht in kg	7,30