

APLW 031

Unterkorb

mit 9 unbestückten Injektorplätzen für Düsen.



- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115922 / Materialnummer: 11104900 / Alte Materialnummer: 69303100D

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                            |                          |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | •                        |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                             |                          |
| PLW 6011   | •                        |
| PLW 6111   | •                        |
| <b>Produktkategorie</b>                                |                          |
| Injektorkorb   | •                        |
| Unterkorb  | •                        |
| <b>Produkteigenschaften</b>                            |                          |
| Material   | Edelstahl, Kunststoff    |
| Farbe  | Edelstahl, Schwarz, Weiß |
| <b>Anwendungsbereich</b>                               |                          |
| Aufbereitung von Laborglas                             | •                        |
| <b>Kapazität</b>                                       |                          |
| Enghalsgläser [Anzahl]                                 | 9                        |
| Flaschen [Anzahl]                                      | 9                        |
| Erlenmeyerkolben [Anzahl]                              | 9                        |
| Rundkolben [Anzahl]                                    | 9                        |
| <b>Maße und Gewicht</b>                                |                          |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                              | 137                      |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                            | 535                      |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                             | 582                      |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                             | 355                      |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                           | 565                      |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                            | 615                      |
| Nettogewicht in kg                                     | 4,52                     |
| Bruttogewicht in kg                                    | 6,95                     |