

APLW 032/1

Unterkorb

bestückt mit 121 Injektordüsen APLW 048 und 24 Injektordüsen APLW 056.



**Image**  
in progress

- Nur zur Nutzung in der untersten Ebene geeignet

EAN: 4002516115946 / Materialnummer: 11104920 / Alte Materialnummer: 69303201D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektorkorb	•
Unterkorb	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl, Schwarz, Weiß
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Kapazität</b>	
Reagenzgläser [Anzahl]	121
Vials [Anzahl]	121
Enghalsgläser [Anzahl]	24
Flaschen [Anzahl]	24
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	270
Außenmaß, Nettobreite in mm	535
Außenmaß, Nettotiefe in mm	575
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	355
Außenmaß, Bruttobreite in mm	560
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	610
Nettogewicht in kg	5,99
Bruttogewicht in kg	13,98
<b>Beipack</b>	
APLW 048 Injektordüse Ø 2,5 mm, Länge 80 mm [Anzahl]	121
APLW 056 Injektordüse Ø 6 mm, Länge 225 mm [Anzahl]	24