


APLW 033  
 Auflagegitter  
 um eine ebene Fläche zu schaffen.

EAN: 4002516115953 / Materialnummer: 11104930 / Alte Materialnummer: 69303300D



- Geeignet für den APLW 000
- Reduzierung der maximalen Beladehöhe um 50 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz	•
Unterlegrahmen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	444
Außenmaß, Nettobreite in mm	473
Außenmaß, Nettotiefe in mm	60
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	190
Außenmaß, Bruttobreite in mm	435
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	512
Nettogewicht in kg	1,22
Bruttogewicht in kg	2,85