


APLW 035

Abdeckung

Höhe 175 mm, zur Fixierung von empfindlichem Spülgut.



EAN: 4002516115977 / Materialnummer: 11104950 / Alte Materialnummer: 69303500D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Sonstiger Einsatz	•
Abdeckung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	175
Außenmaß, Nettobreite in mm	248
Außenmaß, Nettotiefe in mm	248
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	330
Außenmaß, Bruttobreite in mm	312
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	312
Nettogewicht in kg	0,48
Bruttogewicht in kg	1,36