

APLW 038

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Weithals-Erlenmeyerkolben und Messzylindern.



- Ausgestattet mit 14 Federhaken  
175 mm & 14 105 mm Höhe

EAN: 4002516116004 / Materialnummer: 11104980 / Alte Materialnummer: 69303800D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Enghalsgläser	•
Einsatz für diverse Flaschen	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	185
Außenmaß, Nettobreite in mm	195
Außenmaß, Nettotiefe in mm	450
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	345
Außenmaß, Bruttobreite in mm	435
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	510
Nettogewicht in kg	0,60
Bruttogewicht in kg	2,41