

APLW 041

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern, Höhe 130 mm.

EAN: 4002516116035 / Materialnummer: 11105010 / Alte Materialnummer: 69304100D



- Zur Verwendung mit Deckel APLW 043

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Maximale Bestückungshöhe in mm	115
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	130
Außenmaß, Nettobreite in mm	220
Außenmaß, Nettotiefe in mm	220
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	330
Außenmaß, Bruttobreite in mm	300
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	315
Nettogewicht in kg	0,55
Bruttogewicht in kg	1,35