


APLW 044  
 Teilungsnetz  
 zur Teilung der Grundfläche im APLW 040 - 042.



EAN: 4002516116066 / Materialnummer: 11105040 / Alte Materialnummer: 69304400D

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
Halterung	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	75
Außenmaß, Nettobreite in mm	205
Außenmaß, Nettotiefe in mm	200
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	215
Außenmaß, Bruttobreite in mm	170
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	270
Nettogewicht in kg	0,36
Bruttogewicht in kg	0,60