

APLW 046

Injektordüse

mit Kunststoffstütze, konusförmig und Federhalterung, Ø 2,5, Länge 80 mm.

EAN: 4002516116080 / Materialnummer: 11105060 / Alte Materialnummer: 69304600D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 4 mm

<b>Produktzugehörigkeit</b>	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
<b>Gerätezugehörigkeit</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktkategorie</b>	
Injektordüse	•
<b>Produkteigenschaften</b>	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
<b>Anwendungsbereich</b>	
Aufbereitung von Laborglas	•
<b>Maße und Gewicht</b>	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	12
Außenmaß, Nettobreite in mm	20
Außenmaß, Nettotiefe in mm	90
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	12
Außenmaß, Bruttobreite in mm	80
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	120
Nettogewicht in kg	0,01
Bruttogewicht in kg	0,01