

APLW 050
 Injektordüse
 mit Kunststoffstütze, sternförmig, Ø 4, Länge 75 mm.

EAN: 4002516116110 / Materialnummer: 11105100 / Alte Materialnummer: 69305000D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 5 mm

| | |
|--|-----------------------|
| Produktzugehörigkeit | |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | • |
| Gerätezugehörigkeit | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktkategorie | |
| Injektordüse | • |
| Produkteigenschaften | |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe | Blau, Edelstahl |
| Anwendungsbereich | |
| Aufbereitung von Laborglas | • |
| Maße und Gewicht | |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm | 33 |
| Außenmaß, Nettobreite in mm | 37 |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm | 77 |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm | 40 |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm | 65 |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm | 118 |
| Nettogewicht in kg | 0,01 |
| Bruttogewicht in kg | 0,03 |