

APLW 060

Injektordüse

mit Kunststoffstütze und Waschgutfixierung mit Arretierung, Ø 6, Länge 275 mm.



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

EAN: 4002516116264 / Materialnummer: 11105200 / Alte Materialnummer: 69306000D

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Produktzugehörigkeit</b>                            |                       |
| Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | •                     |
| <b>Gerätezugehörigkeit</b>                             |                       |
| PLW 6011   | •                     |
| PLW 6111   | •                     |
| <b>Produktkategorie</b>                                |                       |
| Injektordüse   | •                     |
| <b>Produkteigenschaften</b>                            |                       |
| Material   | Edelstahl, Kunststoff |
| Farbe  | Blau, Edelstahl       |
| <b>Anwendungsbereich</b>                               |                       |
| Aufbereitung von Laborglas                             | •                     |
| <b>Maße und Gewicht</b>                                |                       |
| Außenmaß, Nettohöhe in mm                              | 95                    |
| Außenmaß, Nettobreite in mm                            | 95                    |
| Außenmaß, Nettotiefe in mm                             | 287                   |
| Außenmaß, Bruttohöhe in mm                             | 55                    |
| Außenmaß, Bruttobreite in mm                           | 100                   |
| Außenmaß, Bruttotiefe in mm                            | 300                   |
| Nettogewicht in kg                                     | 0,05                  |
| Bruttogewicht in kg                                    | 0,12                  |