

APLW 062

Injektordüse

mit Kunststoffstütze und Flaschenhalsaufnahme, sternförmig, Ø 6, Länge 135 mm.

EAN: 4002516116288 / Materialnummer: 11105220 / Alte Materialnummer: 69306200D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm
- Mit Arretierung

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Edelstahl, Kunststoff
Farbe	Blau, Edelstahl
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	76
Außenmaß, Nettobreite in mm	76
Außenmaß, Nettotiefe in mm	145
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	80
Außenmaß, Bruttobreite in mm	95
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	110
Nettogewicht in kg	0,03
Bruttogewicht in kg	0,07