

APLW 067
 Injektordüse
 mit Halterung Ø 6, Länge 225 mm.

EAN: 4002516116332 / Materialnummer: 11105270 / Alte Materialnummer: 69306700D



- Geeignet für gängige Injektorkörbe und -wagen
- Geeignet für z. B. Messzylinder, Messkolben und Reagenzgläser
- Inklusive Düsenkappe, Ø 10 mm

Produktzugehörigkeit	
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Gerätezugehörigkeit	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktkategorie	
Injektordüse	•
Produkteigenschaften	
Material	Draht, rilsaniert, Edelstahl
Farbe	Blau, Edelstahl, Weiß
Anwendungsbereich	
Aufbereitung von Laborglas	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	70
Außenmaß, Nettobreite in mm	70
Außenmaß, Nettotiefe in mm	235
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	55
Außenmaß, Bruttobreite in mm	180
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	250
Nettogewicht in kg	0,08
Bruttogewicht in kg	0,09